



# SNA

Spine Solutions

## WHALE

Interespinoso para  
abordaje lateral.



# WHALE

Se utiliza en el tratamiento de la enfermedad degenerativa discal.

Presenta un mecanismo de implantación por la vía lateral del espacio interespinal preservando el ligamento supraespinoso.

## Beneficios:

- ⦿ Disminución de la carga compresiva sobre el disco y la faceta articular.
- ⦿ Disminución de la progresión de la degeneración discal con una mejoría del balance espinal.
- ⦿ Abordaje unilateral.
- ⦿ Preservación del ligamento supraespinoso.

## Indicaciones:

- ⦿ Enfermedad degenerativa discal: Hernia discal. Dolor articular artrósico. Inestabilidad segmentaria.
- ⦿ Conducto raquídeo estrecho.
- ⦿ Estenosis foraminal.



**Material:** Peek

**Medidas:** 8, 10, 12 y 14mm

## SET DE INSTRUMENTAL

Introduccion



Raspa Derecha



Raspa Izquierda



Medidora / Distractora

