

Placa cervical vía anterior

SNA
Spine Solutions



PLACA CERVICAL VÍA ANTERIOR - SNA

Indicaciones

La placa cervical SNA se utiliza para la fusión anterior de la columna cervical (C2-C7) en el tratamiento de las inestabilidades cervicales asociadas a:

- Fracturas y luxaciones
- Espondilopatía degenerativa
- Tumores
- Espondilectomía parcial o total

Unisegmentarias (mm):
20, 22, 26, 28, 30, 32, 34



Bisegmentarias (mm):
34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 51, 54



Trisegmentarias (mm):
47, 50, 53, 56, 59, 62






Tornillo de 4.0 mm con cabeza de expansión, para columna cervical, autorroscante, longitud 14, 16 y 18mm, titanio.



Tornillo de 4.35 mm con cabeza de expansión, para columna cervical, autorroscante, longitud 14 y 16mm, titanio.



Tornillo cónico de bloqueo de 1.8 mm, titanio.