

Syncem 3



syncem 3



Cemento quirúrgico radioopaco de aplicación manual.

Rating: Not Rated Yet

Price

[Ask a question about this product](#)

Description

Los cementos Syncem 3 se utilizan para cementaciones y fijaciones óseas. Su aplicación está indicada en ortopedia y otras especialidades quirúrgicas, donde se desee resolver la fijación de elementos protésicos, con un material fraguable estéril.

Presentación:

Syncem 3, para aplicación con jeringa, se presenta en dos tamaños:

- Un envase que contiene un sobre con 40 g de polvo radioopaco esterilizado por óxido de etileno y una ampolla con 20 ml de líquido esterilizado por ultrafiltración.
- Un envase que contiene un sobre con 60 g de polvo radioopaco esterilizado por óxido de etileno y una ampolla con 30 ml de líquido esterilizado por ultrafiltración.