

# LMP

## Laminoplastía

Sistema de Fijación  
Cervical Posterior



**SNA**  
Spine Solutions

 IPM Magna

# Componentes




## Placas de laminoplastía

Pequeña I & T  
 Mediana I & T  
 Grande I & T

TORNILLO	DIAMETRO	LARGO
autop.	2mm	5mm
autop.	2mm	6mm
autop.	2mm	7mm
emergencia	2.3mm	5mm
emergencia	2.3mm	7mm

TORNILLOS CONVENCIONALES	
DIAMETRO	LARGO
2.4 mm	5mm
2.4 mm	6mm
2.4 mm	7mm
2.4 mm	8mm
2.4 mm	10mm
2.7 mm	8mm





Mango atornillador fijo



Vástago atornillador 2,0 mm



Mecha de 1.5 mm Tope en 5 mm  
Mecha diam 2.2 c/tope 20 / Mecha diam 2.0 c/tope 20

Pinza de algodón



Cizalla chica



Pinza



Tijeras dentadas



Pinza porta placa



Pinza plana





## INDICACIONES

- Para tratamientos únicos en mielopatía degenerativa multisegmentaria.
- Para tratamientos únicos en mielopatía congénita multisegmentaria
- Para tratamientos complementarios en síndromes de adición o descompresión insuficiente en vías anteriores previas.